

Engångsandningsskydd med öronband och krok

Att uppnå avsedd skyddseffekt

Innan man börjar använda andningsskydd skall man få tillräcklig utbildning. Ett engångsandningsskydd fungerar med hjälp utav ett undertryck som skapas när man andas in och har en skyddseffekt upp till 8 timmar.

För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det viktigt att användaren av andningsskyddet har gjort en kontroll av tätheten inför varje användningstillfälle. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Skägg och skäggstubb minskar skyddseffekten avsevärt. För att uppnå avsedd effekt/skydd måste du vara renrakad varje dag. Har du skägg, mustasch eller polisonger, så krävs fläktmatade (aktiva) andningsskydd.

Med hjälp av ett tillpassningstest säkerställs att skyddet passar dig och att du inte utsätts för förorenad luft genom läckage.

Kontrollera att lagringstiden inte har överskridits



Tillpassning

Placera andningsskyddet med näspartiet mot fingertopparna och låt banden hänga fritt.



För andningsskyddet mot hakan, greppa därefter banden, och spänn dem runt huvudet. Banden fästs med hjälp av medföljande eller lös krok (beroendes på modell/tillverkare).



Placera fingertopparna från båda händerna på vardera sida av näspartiet och forma maskens metallskena efter din ansiktsform så att det sluter tätt. Om du enbart använder en hand för att forma metallskenan finns risk att andningsskyddet inte sluter riktigt tätt.



Tillpassningstest

Kupa båda händerna runt masken/filtret (tryck ej in masken mot ansiktet) andas ut kraftigt.

Om läckage uppstår korrigeras näsbygeln, masken eller kroken till banden, gör om tillpassningstestet.

Om inte korrekt passning kan uppnås välj en annan typ av andningsskydd.