


Operationshandskar - upphandlat sortiment




Enkla och dubbla operationshandskar finns upphandlat i två material.

- Polyisopren (Latexfri)
- Latex

Operationshandskar av polyisopren är förstahandsval i regionen på grund av risken att utveckla latexallergi. Vid känd eller misstänkt latexallergi ska operationshandskar av polyisopren alltid användas. Risken för stick- och skärskador och för att blod penetrerar genom huden minskar kraftigt genom att handskar med punktionsindikering används. När operationshandskar har utsatts för kemisk påverkan, från t ex bencement, måste de bytas då handskmaterialet snabbt påverkas negativt av akrylater i bencementen.


Latexfria handskar – upphandlat sortiment




Produktnamn	Beskrivning	Användning	Leverantör	Bild
Biogel PI Micro Indicator System 5,5 10100001 6,0 10100002 6,5 10100003 7,0 10100004 7,5 10100005 8,0 10100006 8,5 10100007	Operationshandske, punktionsindikeringsring, 2 par/set, underhandske, blå, överhandske, halmfärgad.	Används vid alla typer av kirurgiska ingrepp samt vid undersökning och behandling där steril rutin ska tillämpas och punktionsindikeringsring önskas.	Mölnlycke Health Care AB	

<p>Biogel PI Micro Överhandske 6,0 17849200 6,5 17849300 7,0 17850100 7,5 17860100 8,0 17870100 8,5 17880100</p>	<p>Operationshandske, överhandske halmfärgad.</p>	<p>Används vid kirurgiska ingrepp samt vid undersökning och behandling där steril rutin ska tillämpas. Kan användas som ny överhandske till, Biogel PI Micro Indikator.</p>	<p>Mölnlycke Health Care AB</p>	
<p>Protexis PI 5,5 04383000 6,0 04383100 6,5 04383200 7,0 04383300 7,5 04383400 8,0 04383500 8,5 04384000 9,0 04384100</p>	<p>Operationshandske standard.</p>	<p>Används vid kortare kirurgiska ingrepp inom operation, tandvård, röntgen och olika mottagningar t ex akutmottagningen.</p>	<p>Mediplas t AB</p>	
<p>Protexis PI Micro 6,0 04386000 6,5 043896100 7,0 04386200 7,5 04386300 8,0 04386400 8,5</p>	<p>Operationshandske, tunn.</p>	<p>Används vid mikrokirurgi och ögon-öronkirurgi där en tunn operationshandske önskas.</p>	<p>Mediplas t AB</p>	

04386500 9,0 04386600				
Biogel PI Tech 6,5 14385110 7,0 14385111 7,5 14385112 8,0 14385113 8,5 14385114	Operationshand ske.	Används vid arbete i renrum eller andra kontrollerade miljöer där en steril handske behövs exempelvis sterilt arbete i isolatorer.	Mölnlyc ke Health Care AB	

Handskar av latex – upphandlat sortiment

Produkt namn	Beskrivning	Användning	Leveran tör	Bild
Biogel Eclipse Indicator 6,0 19723801 6,5 09723801 7,0 09723804 7,5 09723805 8,0 09723806 8,5 09723807	Operationshan dske, punktionsindik ering, 2 par/set, underhandske, grön, överhandske halmgul	Används vid alla typer av kirurgiska ingrepp samt vid undersökning och behandling där steril rutin ska tillämpas och punktionsindike ring önskas.	Mölnlyc ke Health Care AB	

<p>Biogel Eclipse 6,0 14384441 6,5 23869002 7,0 23869003 7,5 23869004 8,0 23869005 8,5 23869006 9,0 23869007</p>	<p>Operationshandske, överhandske, halmgul</p>	<p>Används vid alla typer av kirurgiska ingrepp samt vid undersökning och behandling där steril rutin ska tillämpas. Kan användas som ny överhandske till, Supreme Duo.</p>	<p>Mölnlycke Health Care AB</p>	
<p>Gammex Latex 5,5 04384440 6,0 04384450 6,5 04384460 7,0 04384470 7,5 04384480 8,0 04384490 8,5 04384411 9,0 04384410</p>	<p>Operationshandske, standard</p>	<p>Används vid kortare kirurgiska ingrepp inom operation, tandvård, röntgen och olika mottagningar exempelvis akutmottagningar.</p>	<p>Onemed Sverige AB</p>	
<p>Biogel Super-sensitive 5,5 04385200 6,0 04381000 6,5 04382800 7,0 04383600 7,5</p>	<p>Operationshandske tunn</p>	<p>Används vid mikrokirurgi och ögon-örönkirurgi där en tunn operationshandske med ökad fingertoppskänslighet önskas.</p>	<p>Mölnlycke Health Care AB</p>	

04384400 8,0				
04385100 8,5				
14385100 9,0				
14385101				