

PATIENTANVISNING Avföringsprov för tarmparasiter

Det här provet ska lämnas in samma dag eller senast morgonen därpå som du tar provet. Rör får du från din vårdcentral/laboratorium. Röret innehåller 1,5 %-ig SAF-fixativlösning och den lösningen ska vara kvar i röret. I lösningen blandas avföringen. Följ de provtagningsintervall du blivit ordinerad av din läkare.

Rör →



Gör så här:

1. Samla upp avföring på ett papper eller i ett väl rengjort kärl. Om fast avföring, tas provet både från utsidan och från det inre av avföringen, med hjälp av plastspateln.
2. Skruva av locket på rören. Med plastspateln överför du avföring till röret. Fyll rören till en fjärdedel.
3. Skruva på locken ordentligt
4. Märk rören med hela personnumret, namn och provtagningsdatum.
5. Om transporthylsa medföljer, sätt rören i transporthylsorna och skruva på locket.
6. Transportera provet till din vårdcentral, läkarmottagning, laboratorium eller motsvarande.