

Avföring i burk Kalprotektin, patientinformation

Det här provet ska lämnas in snarast efter provtagning. Burken får du från din vårdcentral/laboratorium.

Prov ska inte tas under pågående menstruation.

Gör så här:

1. Samla upp avföring på ett papper eller i ett väl rengjort kärl.
2. Skruva av locket på burken. I locket sitter en sked fastsatt. Med skeden överför du avföring till burken.
3. Fyll burken till en tredjedel.
4. Skruva på locket med skeden ordentligt. Om transporthylsa medföljer ska burken sättas i den.
5. Märk **burken** med personnummer, namn samt provtagningsdatum och tid på etiketten.
6. Förvara provet i en plastpåse i kylskåpet (eller någon annanstans där det är 0-8 plusgrader).
7. Lämna provet till din vårdcentral, läkarmottagning, laboratorium eller motsvarande.

