





## Munskydd

Munskydd används i två syften. Det används dels för att skydda vårdtagare ifrån smitta från personal, exempelvis under operation och dels för att skydda bäraren ifrån droppsmitta, som kan uppstå vid skvätt och stänk emot ansiktet. Det finns munskydd med öronband och med knytband. Det finns också munskydd för glasögonbärare med så kallad antifog samt ett bredare munskydd för personer med skägg. Munskyddet ska vara märkt IIR.

Munskyddet är en engångsprodukt och slängs efter användning. Det kan användas upp till 8h, så länge det inte tagits av, skadats eller smutsats ned. Det går bra att ha samma munskydd på sig hos flera patienter i följd.

Produkt	Beskrivning	Användningsområde	Artikelnr.	Leverantör
	Munskydd IIR	Munskydd med öronband.	13712800	Cetro Medical AB (tidigare Wing Plast AB)
	Munskydd IIR	Munskydd med knytband.	05338906	HARTMANN- ScandiCare AB
	Munskydd IIR för skäggbärare	Munskydd med knytband, extra brett, 21,5cm. Antifog. Lämplig för glasögonbärare..	10001213	Mediplast AB
	Munskydd IIR	Munskydd med knytband. Antifog. Lämplig för glasögonbärare.	05338907	Mölnlycke Health Care AB