

מידע למטופל

דגימת צואה לטפילי מעיים



←
איור 1
מבחנת
SAF

יש להגיש בדיקה זו באותו היום או מאוחר ביותר בבוקר למחורת לקיחת הבדיקה. המבחנה וציננת הבדיקה מסופקים על-ידי מרכז-הבריאות /המעבדה שלך. המבחנה מכילה תערובת של 15% SAF יש להשאיר את התערובת במבחנה. מערבבים את הצואה בתערובת זו. הקפד על מרווחי זמן הבדיקה על פי הוראות הרופא.

עשה כך:

1. יש לאסוף את צואתך בנייר או במקל מנוקה היטיב. במידה והצואה היא קשיחה, יש לקחת את המדגם גם מבחוץ וגם מביפנים הצואה באמצעות מקל פלסטיק.
2. (א) פיתח את ההברגה שעל מבחנת ה - SAF (ראה איור מס' 1) למכסה מחוברת כף. יש להעביר את הצואה לצנצנת באמצעותה של כף זו. מלא את מבחינת ה - SAF עד לרבעון.
- (ב) התר את המכסה על הצנצנת (ראה איור 2). למכסה מחוברת כף. באמצעות הכף העבר את הצואה לצנצנת. מלא את הצנצנת עד לרבעון.
3. סגור את המיכסה היטיב.
4. סמן את המבחינה /מבחינות, צנצנת /צנצנות במספר האישי המלא שלך, בשמך המלא ובתאריך לקיחת הדגימה.
5. במידה ומצורפת גם תיבת-ההובלה, הכנס את הצינצנת והמבחינה לתיבה זו והדק את המכסה.
6. העבר את הבדיקה למרכז-הבריאות המקומי או למרפאה, מעבדה או כ"ו.