


Förvaring och hantering av olika produkter

Smittskydd Vårdhygien
Folktandvårdens hygien team
2025

Produkter inom tandvården

- Många produkter som används inom vård och omsorg är medicintekniska produkter
- Produkterna har då ett angivet medicinskt syfte och är inte ett läkemedel
- Dessa produkter kan vara engångsprodukter eller flergångsprodukter
- Engångsprodukter är märkta med



Olika renhetsgrader

Utifrån hur produkterna ska användas (hel hud, skadad hud/intakta slemhinnor eller tränga igenom huden eller mot normalt sterila områden) ställs olika krav på renhetsgrad

- Medicintekniska produkter med krav på mikrobiell renhet delas in i huvudgrupperna:

- Rena produkter
- Desinfekterade produkter
- Sterila produkter

Rena produkter

Omfattar instrument och andra produkter som vid normal användning endast kommer i kontakt med intakt hud och inte berör slemhinna eller skadad hud. Produkterna ska vara för ögat synligt rena.

I tandvården kan detta t.ex vara produkter så som alginatkopp och spatel.

Desinfekterade produkter

Desinfekterade produkter ska vara fria från mikroorganismer som kan orsaka infektion. Desinfekterade produkter omfattar instrument och produkter som kommer i kontakt med skadad hud och slemhinnor, men som inte är avsedda att penetrera steril vävnad.

Sterila produkter

Sterila produkter omfattar instrument och produkter som är avsedda att penetrera hud, ben, slemhinnor och vid tandbehandling genom dentin in till pulpavävnaden.

Med sterilisering avses fullständigt avdödande av alla former av mikroorganismer på ett föremål eller yta. Fabrikssteriliserade engångsartiklar får inte omsteriliseras.

Aseptisk hantering

Rent och sterilt material HANTERAS ALLTID med nyspritade händer för att bevara renhetsgraden

Sprita alltid händerna innan hantering av sterila produkt- och avdelningsförpackningar samt desinfekterade produkter




Från förråd till behandlingsrum


Transport av sterilt material ska ske skyddat så produkterna inte förorenas och/eller skadas

Säkerställ tre förpackningssteg enligt ”trelagersprincipen”

Korrekt förvaring av produkter med specificerad renhetsgrad är viktigt för att bevara renhetsgraden



Ej korrekt förvaring



Korrekt förvaring



Smittskydd Vårdhygien, Folktandvårdens
hygienteam, 2025

Rengöring och desinfektion av instrument, skåp, hyllor och lådor

Stängda skåp, lådor och hyllor där sterilt förpackat material förvaras ska rengöras och desinfekteras.

- Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid)
- Rengör och desinfektera en gång/vecka, eller oftare där produktförpackat material förvaras
- Rengör och desinfektera en gång/månad, eller oftare där avdelningsförpackat material förvaras



Handtag blandat förråd, mot korridor

Miljöödling, enhet inom RJL 2024

Bilder före och efter förbättring av förråd från RJL

