

Handikalender MEMOplanner large Produktutbildning 2023-06-13

Hjälpmiddelskonsulent Carina Svensson


Hjälpmedelstekniker Jonatan Tedenby

Hjälpmiddelscentralen

Fördelar med att använda teknik för kognitivt stöd

- Ökad självkänsla – jag klarar mig själv
- Motivationshöjande – det är kul med teknik
- Förbättrar relationer – mindre tjat och konflikter
- Spar tid – ett effektivt redskap för strategier
- Avtal/kontrakt – strategierna efterlevs
- Platsoberoende – teknik kan man ta med sig till nya miljöer

20 års utveckling av Handi



Handikalender

- App som laddas ner till egen android eller iOS telefon. Viss skillnad i apparna beroende på operativsystem.
- Demokonto via Abilia i 60 dagar sedan behövs licens
- Kalenderfunktion med möjlighet att koppla till information ex checklista
- Basaktiviteter och bastimers kan skapas direkt i appen
- Innehåller fler funktioner än MEMOplanner large

Handikalender

- Anpassad till apple watch via blue tooth, hela kalendern syns
- I smartwatch syns påminnelser
- Vid första inloggningen kan startupsättning med bildarkiv, basaktiviteter, bastimers och checklistor laddas hem, rekommenderas att börja med.
- Kan fungerar självständigt utan anslutning till internet.

MEMOplanner large

- Androidplatta som hängs på väggen, låst till MEMOplanner large
- Ett "rent" kognitivt stöd – inga andra appar!
- Planeringstavla med dygnsorientering
- Kan speglas till mobiltelefon vid appen MEMOplanner go. Anslutning till internet krävs för synkning mellan platta och app
- Tavlan fungerar att användas offline

MEMOplanner large

- Kan anpassas mer än Handikalender
- Licensen ligger i plattan. Vid uppstart laddas startuppsättning ner
- Utveckling av Memodayboard
- Kan vara svår att koppla upp mot publika gästnätverk. Tavlan har en unik MACadress som kan släppas igenom.

Gemensamt

- Båda används mot molntjänsten Myabilia
- Båda är medicinteknisk produkt
- Båda har licensen i 3 år med möjlighet till förlängning, licens kan återanvändas
- Dag/vecka/månad eller listvy kan väljas
- Möjlighet att koduskydda inställningar

Gemensamt

- Möjligt att lägga in privata aktiviteter. Stödpersoner ser endast att tiden är upptagen.
- Möjligt att välja om alla eller endast utvalda stödpersoner ska se inlagda aktiviteter.

Myabilia

- Ett sätt att kunna få stöd med sin planering
- Administrerar kalender och bildarkiv
- Skapa checklistor, basaktiviteter och timers
- Bjuda in stödpersoner och kontoadministratörer
- För att kunna över information mellan myAbilia och telefon/ tavla
krävs anslutning till internet

myAbilia

- På myAbilia sparas följande personuppgifter
- Namn
- E-postadress eller användarnamn
- Ip-adress
- Man kan begära borttagning av sitt konto så att inget finns kvar i molntjänsten genom att kontakta leverantören Abilia.

myAbilia

- Skapa personliga konton

Vilken ska man som förskrivare välja?

- Utgår från patientens behov!
- Vilken egen motivation till att ha hjälpmedel har patienten?
- Vilket stöd finns i omgivningen?
- Behövs informationen tydligt och visuellt i hemmet men även utanför?
- Finns det stödpersoner tillgängliga? Flera? Hur kan de hjälpa?


- Vilken förståelse och känsla för tid har patienten?
- Patientens behov av förutsägbarhet?
- Patientens grad av självständighet?
- Finns behov av tydlig struktur i HELA vardagen?

Val av hjälpmedel

- Grundläggande information om förskrivning av hjälpmedel
[Att förskriva hjälpmedel-Folkhälsa och sjukvård \(rjl.se\)](#)
- Vårt gemensamma regelverk
[Regelverket för hjälpmedel-Folkhälsa och sjukvård \(rjl.se\)](#)
- Beslutsstöd – ett verktyg för att skapa mer jämlika prioriteringar
[Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning-Folkhälsa och sjukvård \(rjl.se\)](#)

Handikalender

- Dagkalender som kan anpassas efter behov



Handikalender

[706380_Anpassningsschema_HandiKalender_SE.pdf](#)

[706380_Handbok_HandiKalender_SE \(5\).pdf](#)

[706380_Snabbguide_HandiKalender_SE.pdf](#)

Handikalender

- Lägg in aktivitet – enkelt
- Lägg in aktivitet – kopplade funktioner
- Lägg in aktivitet – kvittera
- Bildarkiv
- Baskativiteter
- Kodskydda inställningar


myAbilia

- [myAbilia](#)
- Konto skapas för användaren, alltid med "egen" mailadress
- Bjud in stödpersoner och kontoadministratören som själva skapar egna konto.
- hmcjonkoping@gmail.com bjuds in som kontoadministratör för att kunna hantera licenser

myAbilia

- Förskrivande arbetsterapeut kan med fördela bjudas in som stödperson under en begränsad tidsperiod.
- Möjlighet att ha genväg för myAbilia (ingen app som laddas ner) för att smidigare kunna administrera användarens kalender.

Memoplanner



Till vem passar de olika hjälpmedlen?

- MEMOPlanner – Självständig eller inte. Behov av tydlig struktur i hela vardagen. Visuellt extra tydligt i hemmet men också behov av att ta med stödet utan för hemmet.
- Handikalender- Oftast självständig. Behov av strukturerade påminnelse men söker med diskretion. Kanske ovillig att använda kognitiva hjälpmedel.

Bra att tänka på inför remiss

- Formulera problem och mål
- Intressen och motivation?
- Vad har provats hittills?
- Stöd i omgivningen?
- Vad ska läggas in från början? Vad blir nästa steg?

Kontaktuppgifter HMC



Carina Svensson
Hjälpmedelskonsulent

carina.svenssson@rjl.se
010-242 87 04



Jonatan Tedenby
Hjälpmedelstekniker

jonatan.tedenby@rjl.se
010-242 87 47

Tack för visat intresse!