

## Hur man sondmatar med droppaggregat och enteral spruta.

Vid sondmatning utan pump behöver man **43436 Flocare Universal Pack Droppaggregat**.

Tillförselhastigheten ställs in med rullklämman på aggregatet, så kallad gravitationsmatning.

Administreringshastighet:

Antal droppar per minut x 3 = Antal ml per timme, eller

$$\frac{\text{Antal ml per timme}}{3} = \text{Antal droppar per minut}$$

Se länkar

[Droptakt - droppberäkning för sjuksköterskor](#)

[Nutricia DROPPMATNING Gravitationsmatning .pdf](#)

Man kan också bolusmata med enteral spruta **43456 Spruta ENFit Flergångs 60 ml** och **53167 Flocare Bolus kryssadapter**.

Läs mer i [Vårdhandboken.se/Nutrition](http://Vardhandboken.se/Nutrition), enteral - översikt