

Bilaga 12: Beredning av HDP (difosfonat, oxidronat)

För skelettscintigrafi

SmPC-nummer:	80025
Förvaring:	Högst 25 °C i originalförpackning
Reagenskit:	Technescan HDP
Fabrikat:	Curium Netherlands B.V
Radionuklid:	Tc-99m
Tillsatt volym:	3 - 10 ml
Maximal aktivitet:	14 000 MBq
Teknik:	Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl. För beredning av en enkel dos till en patient skall högst 1 mg av HDP (1/3 av injektionsflaskan).
Blandningssätt:	Skakning till fullständig upplösning (30 sek).
Inkubationstid:	Ingen.
Hållbarhetstid efter inmärkning:	8 h i högst 25 °C.
Utseende:	Klar, färglös lösning.