

Bilaga 18: Beredning av Myoview (tetrofosmin)

För myokardscintigrafiundersökningar

SmPC-nummer	12289
Förvaring:	2 - 8°C i originalförpackning
Reagenskit:	Myoview (tetrofosmin)
Fabrikat:	GE Healthcare AS
Radionuklid:	Tc-99m
Tillsatt volym:	4 - 8 ml. Använd gärna aktivitet spädd till 8 ml.
Maximal aktivitet:	1500 MBq/ml (12 000 MBq)
Teknik:	Sätt i steril luftningskanyl (23 g blå). Tillsätt 8 ml aktivitet. Dra 5 ml av den gas som finns ovanför lösningen. Ta bort sprutan. Ta bort luftningskanylen.
Blandningssätt:	Omblandning till fullständig upplösning.
Inkubationstid:	15 min i rumstemperatur
Hållbarhetstid efter inmärkning:	12 h i högst 25°C, får ej frysas.
Utseende:	Klar, färglös lösning