

# Gastrostomier

PEG

Gastrostub/nutritionsskateter

Gastroport/knapp

# Olika metoder

- Perkutan endoskopisk gastrostomi
- Laparoskopisk gastrostomi
- Öppen kirurgi/witzel fistel

# ENFit-kopplingar



# PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi)

- Kuffas inte, har stopplatta på insidar
- Byts endast på sjukhus
- Ej matslang



# Adapter ENFit till PEG

- Utbytbart Y-stycke till PEG
- ENFit-koppling
- 5-pack (MIC PEG)
- 10-pack (EndoVive PEG)



# Gastrotub/Nutritionsskateter

- Kuffas med vatten
- Kan bytas i hemmet
- Ej matslang




# Gastroport ”knapp” MIC-Key

- Kuffas med vatten
- Kan bytas i hemmet
- Behöver matslang



# MIC-Key matslang



Vinklad koppling  
utan medicinport  
30 eller 60 cm



Vinklad koppling med  
medicinport  
5, 30 eller 60 cm



# MIC-Key matslang



Rak koppling utan  
medicinport  
30 eller 60 cm



# Gastroport ”knapp” MiniOne

- Kuffas med vatten
- Kan bytas i hemmet
- Behöver matslang



# MiniOne matslang



Rak koppling utan  
medicinport  
5, 30 eller 60 cm



Rak koppling med  
medicinport  
5 eller 30 cm

# MiniOne matslang



Vinklad koppling utan  
medicinport  
30 eller 60 cm



Vinklad koppling med  
medicinport  
5, 30 eller 60 cm

# Mätsticka



Mätsticka med avståndsmarkeringar och kuff. För enpatients bruk

Mätstickan är anpassad för att kunna föras över ledare in i ventrikeln

# Handhavande och skötsel

## 1 gång/dag

- Tvätta och torka torrt runt stomat.
- Kontrollera längden
- Vrid slangen  $\frac{1}{2}$  - 1 varv

## 1 gång/vecka

- Kontrollera mängden vatten i kuffen

# Sondmatningspruta


- Engångsprutor – används framförallt inom slutenvården, men även där vårdtagaren inte har tillgång till eget kök/pentry
- Flergångsprutor, används endast på en och samma vårdtagare i det egna hemmet/särskilt boende där tillgång till eget kök/pentry finns




# Sondmatning med spruta



Sondnäring



Flocare bolusadapter



ENFit spruta 60/100 ml