

Bilaga 16: Beredning av NephroMAG (mercapto- acetyltriglycin)

För njurfunktionsundersökningar

SmPC-nummer:	23197
Förvaring:	2° - 8°C (i originalförpackning, ljuskänsligt).
Reagenskit:	Nephromag
Fabrikat:	ROTOP Pharmaka GmbH
Radionuklid:	Tc-99m
Tillsatt volym:	8 ml Tc-99m-eluat (40-500 MBq/ml). NaCl 0,9 % -lösning från ampull. Tillsätts flaska 1 (röd).
Maximal aktivitet:	4000 MBq
Teknik:	Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning Använd ej luftningskanyl.
Blandningssätt:	Skaka flaskan noggrant så att allt pulver upplöses.
Inkubationstid:	Efter 15 min inkubationstid överförs 2 ml buffert från injektionsflaska (2, vit) till flaska (1, röd) med ny spruta. Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning. Skaka noggrant.
Hållbarhetstid efter inmärkning:	8 h i högst 25°C.
Utseende:	Klar till lätt opalescent, färglös lösning.
Att observera:	Använd eluat från en generator som tidigare eluerats en gång inom 24 h.