

STÄDINSTRUKTION HOT-LAB DIAGNOSTIK

Ansvar

Endast städpersonal som har utbildning för att städa Hotlab, får utföra städning i Hotlab.

Schemalagd städpersonal ansvarar för att städrutiner följs, att anvisade städmedel och städmaterial används enligt denna rutin samt ansvarar för att dokumentation av utförd städning görs på städprotokoll som finns uppsatt i städskåp i slussen.

Vid eventuella frågor eller avvikelser kontakter städpersonalen beredningsansvarig.

Allmänna anvisningar

- Städning ska ske mellan varje arbetsdag.
- Städning ska vara utförd och klar senast 1 timma före beredningsarbete, dvs kl 06.00 varje vardag. Städning kan ske efter kl 17, istället för på morgonen.
- Städning får ej ske samtidigt som beredningsarbete pågår.
- All städning skall ske av personal som genomfört GMP utbildning och är bekanta med städrutinerna.

Lokaler

De lokaler som ska städas är ett renrum med renhetsklass C samt en sluss med renhetsklass D.

Skyddskläder och hygien

- Hygieninstruktion –Hygienregler vid Hotlabsarbete, diagnostik – finns anslagen på vägg i sluss Hotlab Diagnostik.
- All personal skall i grunden följa ”Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård –Region Jönköpings län”se Folkhälsa och sjukvård/Vårdstöd/Smittskydd och vårdhygien/Vårdhygien i öppen- och slutenvård/Basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård – Region Jönköpings län.
- Klänning får ej användas.
- Smink får ej användas i renrumslokalerna.
- Hårskydd/skäggskydd tas på och av i korridoren utanför Hotlab.

- Tvätta händerna med tvål och vatten. Torka händerna med engångshandduk. Desinfektera händerna med handsprit.
- Ta på rumsbundna skor vid gränslinjen till ren zon i slussen.
- Ta på en ny rumsbunden steril rock.
- Ta på sterila handskar i slussen. Handskarna dras över rockens muddar.

Utrustning

Städutrustning som förvaras i slussen är rumsbunden och får inte användas i andra lokaler.

- Moppskaft
- Hink
- Engångsmopp Easitex (golv)
- Torkduk Easitex

Rengöringsmedel

Brytningsdatum ska anges på förpackningen, vid brytande av förpackningar som ska sparas.

För att undvika resistensutveckling används Sprit 70 % eller Virkon i tremånadersperioder. Byte sker vid kvartalsstäd och dokumenteras på städprotokoll.

- Storfix multirent
- M Sprit 70 %
- Virkon

Städteknik

Städning utförs uppifrån och ned (dvs tak, väggar, bänkar och sist golv) samt inifrån rummet och ut. Från ren zon till mindre ren zon (från renrum mot sluss). Torkning ska ske med raka drag där senaste draget ska överlappas med 10-25 %. Torrdamning, torrmoppning eller dammsugning får ej förekomma i renrum. Säkerhetsbänken städas inuti av Hotlabpersonal.

Städning varje arbetsdag

- Töm, rengör alla papperskorgar med storfix torka därefter med M sprit. Sätt i nya plastpåsar.
- Rengör alla horisontella ytor såsom bänkar, hyllor och genomräckningsskåp med storfix torka därefter med M sprit.
- OBS! Säkerhetsbänkar rengörs inuti av hotlabspersonalen.

- Rengör tvättställ, kranar, dörrhandtag, stolar och snabbtelefoner med storfix torka därefter med M sprit.
- Rengör golvet med storfix, torka därefter med Virkon eller M sprit
- Rengör och desinfektera den använda hinken. Hinken får sedan torka upp och nedvänd i städsåpet.
- Torkdukar och moppar kasseras som vanligt avfall.
- Vid misstanke om radioaktivt spill, kontaktas hotlabspersonal.
- Utförd daglig städning dokumenteras med datum, klockslag och signum på städprotokoll.

Tilläggsstädning en gång per vecka

- Rengör och desinfektera rumsbundna skor och skohylla.
- Rengör och desinfektera städsåp och städutrustning.
- Utförd veckostädning dokumenteras med datum, klockslag och signum på städprotokoll.

Kvartalsstädning

- Torka väggar, tak och armaturer med storfix torka därefter med M sprit.
- Rengör hurtsar, hyllor, skåp, kylskåp, dörrar, glasade ytor samt säkerhetsbänkar utanpå och ovanpå med storfix. Torka därefter med M sprit.
- Rengör golvet med storfix, torka därefter med Virkon eller M sprit.
- Utförd kvartalsstädning dokumenteras med datum, klockslag och signum på städprotokoll.

Bilagor

Bilaga 1. Städprotokoll för hotlab

Utfärdat av beredningsgrupp radiofarmaka

Godkänns av: Sakkunnig apotekare, Strålskyddsexpert Nuklearmedicin,
Beredningsansvarig BMA