

Bilaga 13: Beredning av DMSA (dimerkaptobärnstenssyra)

För njurscintigrafi

SmPC-nummer:	80062
Förvaring:	Kylskåp 2-8°C i ytterkartong.
Reagenskit:	Technescan DMSA
Fabrikat:	Curium Netherlands B.V
Radionuklid:	Tc-99m (outspädd)
Tillsatt volym:	5 ml
Maximal aktivitet:	1,2 - 3,7 GBq
Teknik:	Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl.
Blandningssätt:	Omblandning till fullständig upplösning (ca 1 minut).
Inkubationstid:	15 min, kan därefter spädas med nyöppnat koksalt.
Hållbarhetstid efter inmärkning:	4 h i max 25°C
Utseende:	Klar till lätt opalescent, färglös lösning.