

Homepump vid cytostatikainfusion

Homepump är en engångsinfusionspump. Trycket i infusionspumpen, när den drar ihop sig, driver pumpen. Den bit av slangen som är häftat mot huden garanterar rätt mängd läkemedel under rätt tid. Pumpen förvaras oftast i en midjeväska.

- Inkoppling och urkoppling görs av sjuksköterska.
- Kontrollera att slangen inte är knickad.
- Undvik att blöta ner pumpen.
- Om pumpen ramlar i golvet, ska den tåla detta.
- Det kan vara bra att dagligen titta på pumpen och höra av sig om den inte krymper. Om det verkar vara mycket kvar i pumpen vid bortkopplingen kan man väga pumpen. Apoteket väger alltid pumpen vid beredningen och man kan då jämföra vikterna.

Till ansvarig sjuksköterska vid bortkoppling av Homepump

Patienten har en pågående cytostatikabehandling i en Homepump:

Spola igenom venporten med minst 40 ml NaCl 9 mg/ml. PICC-line spolas med minst 20ml NaCl 9mg/ml. Använd 10 ml sprutor.

Avlägsna nålen från venporten. Vid PICC-line avlägsnas trevägskranen.

Vid frågor kontakta oss:

Dagvårdsenheten 010 - 242 29 19 mån-fre 8.00 – 11.00 och 13.00 - 15.30

Onkologavdelningen 010 - 242 29 25 dygnet runt