


Cerebrospinalvätska, provtagning

- Rekommenderad total provtagningsvolym är 10 mL på vuxna eller 4 mL på barn < 6 år.
- Vid misstanke om **subarachnoidalblödning eller oklar medvetandepåverkan** tappas den totala Csv-volymen i 4 rör vilka ska **numreras i tappningsordningen**.



4 rör à 2,5 mL märkta med patientID, provetiketterna skickas med vid sidan om.

- Vid **övriga frågeställningar** (infektion, inflammation, flödeshinder, neurologisk utredning, malignitetsutredning, demensutredning) bör hela provvolymen tappas i ett rör.



1 rör à 10 mL märkt med patientID, provetiketterna skickas med vid sidan om.

- Vid uppkomst av stickblödning, tag gärna ett första "slaskrör" à 1-2 mL och tappa resterande provvolym i ett nytt rör.
- Provtagningsrör märks endast med patientidentitet (använd Patientetikett från BOS). Vid blödningsfrågeställning numreras rören 1 – 4. Vid stickblödning märks första röret med "slask" (se ovan).
- Samtliga provetiketter lämnas tillsammans med det märkta provet/proverna till laboratoriet (förslagsvis sammanhållna med gummisnodd runt provrör). Beställningen skickas på vanligt sätt i BOS.
- Observera att **även blodprov** behöver tas vid beställning av Csv/P-Glukos, Csv/S-Albuminkvot, Csv/S-Proteinprofil, Csv/S-Borrelia-ak, Csv/S-HSV/VZV antikroppskvot, Csv-Infrysning av prov.