



Provtagning av cerebrospinalvätska

- Rekommenderad total provtagningsvolym är 10 mL på vuxna eller 4 mL på barn < 6 år.
- Vid misstanke om subarachnoidalblödning eller oklar medvetandepåverkan tappas den totala Csv-volymen i 4 rör vilka ska numreras i tappningsordningen.



- Vid övriga frågeställningar (infektion, inflammation, flödeshinder, neurologisk utredning, malignitetsutredning, demensutredning) bör hela provvolymen tappas i ett rör.



- Vid uppkomst av stickblödning, tag gärna ett första ”slaskrör” à 1-2 mL och tappa resterande provvolym i ett nytt rör.
- Provtagningsrör märks endast med patientidentitet (använd Patientetikett från ROS). Vid blödningsfrågeställning numreras rören 1 – 4. Vid stickblödning märks första röret med ”slask” (se ovan).
- Samtliga provtagningsunderlag lämnas tillsammans med det märkta provet/proverna till laboratoriet (förslagsvis sammanhållna med gummisnodd). Provtagningsunderlagen scannas på vanligt sätt i ROS för att skicka beställningen.
- Observera att samtidigt blodprov behövs vid beställning av Csv/P-Glukos, Csv/S-Albuminkvot, Csv/S-Proteinprofil, Csv/S-Borreliak, Csv/S-Neurotrofa virus, Csv-Infrysning av prov.