

Soluvit + Addaven i Glukos 50 mg/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för volympump

Soluvit (pulver)	1 flaska
Sterilt vatten	10 mL
Addaven	10 mL
Glukos 50 mg/mL (infusionspåse)	100 mL

Beredning

1. Dra upp 10 mL sterilt vatten och tillsätt i Soluvit-ampullen. Blanda noga tills pulvret är upplöst.
2. Dra upp Soluvit-blandningen i lämplig spruta och tillsätt till 100 mL Glukos 50 mg/mL infusionspåse
3. Dra upp 10 mL Addaven och tillsätt i samma Glukos 50 mg/mL infusionspåse.
4. Blanda.

Dosering

Ges enligt läkarordination i samband med CRRT.

Infusionshastighet: 8 mL/h (infusionstid ca 14 timmar).

Observera

Används inte vid TPN-behandling

Soluvit får endast spädas med glukos eller sterilt vatten.

Hållbarhet och förvaring

Soluvit förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt.

Hållbarhet efter beredning: I rumstemperatur 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT