

Isoprenalin (Isoprenaline, Isuprel) 2 mikrogram/mL, OP/IVA samt HIA Region Jönköpings län

Komposition för volympump

Isoprenalin 0,2 mg/mL	5 mL
Glukos 50 mg/mL	500 mL

Beredning

1. Dra upp 5 mL Isoprenalin 0,2 mg/mL.
 2. Tillsätt Isoprenalin till 500 mL infusionspåse Glukos 50 mg/mL.
 3. Blanda noga. Koncentrationen Isoprenalin i beredningen blir 2 mikrogram/mL.
- Infusionspåsen har en överfyllnad på max 10 %. Koncentrationen blir därför inte exakt.

Dosering

Vuxen

Standarddos: 30 - 240 mikrogram/h (= 15 - 120 mL/h)

OBS: Risk för allvarliga ventrikulära arytmier

Barn

Standarddos: 0,01-1 mikrog/kg/min

Startdos: 0,1 mikrog/kg/min

Hållbarhet och förvaring

Förvaras i kylskåp.

Ljuskänsligt, förvaras i ytterkartong.

Hållbar efter beredning: 24 timmar i rumstemperatur.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT