

## Bilaga 20: Beredning av Teceos (DPD)

För skelettscintigrafi- och hjärtamyloidoscintigrafiundersökningar

<b>SmPC-nummer:</b>	80040
<b>Förvaring:</b>	Högst 25 °C i originalförpackning.
<b>Reagenskit:</b>	Teceos DPD
<b>Fabrikat:</b>	CIS bio international
<b>Radionuklid:</b>	Tc-99m
<b>Tillsatt volym:</b>	2 - 10 ml
<b>Maximal aktivitet:</b>	370 - 11100 MBq
<b>Teknik:</b>	Använd ej luftningskanyl.
<b>Blandningssätt:</b>	Skakning till fullständig upplösning (5 min).
<b>Inkubationstid:</b>	Ingen.
<b>Hållbarhetstid efter inmärkning:</b>	8 h i högst 25 °C.
<b>Utseende:</b>	Klar, färglös lösning.