

Klonidin (Catapres, Catapresan) 3 mikrogram/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för volympump

Klonidin 150 mikrogram/mL	2 mL
Natriumklorid 9 mg/mL (infusionspåse)	100 mL

Beredning

1. Dra upp 2 mL Klonidin 150 mikrogram/mL och tillsätt till en 100 mL infusionspåse Natriumklorid 9 mg/mL.
2. Blanda noga. Koncentrationen Klonidin i beredningen blir 3 mikrogram/mL.

Komposition för sprutpump

Klonidin 150 mikrogram/mL	1 mL
Natriumklorid 9 mg/mL	49 mL

Beredning

1. Dra upp 49 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump.
2. Dra upp 1 mL Klonidin 150 mikrogram/mL i en spruta och tillsätt till 50 mL-sprutan.
3. Blanda noga. Koncentrationen Klonidin i beredningen blir 3 mikrogram/mL.

Dosering

Standarddos: 0,25-1 (-2) mikrogram/kg/h.

Till en person som väger 70 kg motsvarar detta 17,5-70 (-140) mikrogram/h (= 5,83-23,3 (-46,7) mL/h).

Standardbolus: 30 mikrogram (= 10 mL)

Hållbarhet och förvaring

Hållbarheten efter beredning: I rumstemperatur 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT