

Bilaga 25: Beredning av PYP Technescan (natrium pyrofosfat decahydrat)

För hjärtundersökningar (amyloidos)

SmPC-nummer:	Hämtad från USA (www.fda.gov)
Förvaring:	2 - 8 °C
Reagenskit:	Technescan PYP
Fabrikat:	Curium Netherlands B.V
Radionuklid:	Tc-99m perteknetat
Tillsatt volym:	1-10 ml
Maximal aktivitet:	3700 MBq
Teknik:	Avlägsna samma mängd kvävgas efter tillsättning. Använd ej luftningskanyl.
Blandningssätt:	Omblandning till fullständig upplösning.
Inkubationstid:	5 min i 2 - 8 °C
Hållbarhetstid efter inmärkning:	4 h i 2 - 8 °C
Utseende:	Klar lösning.
Att observera:	SPC för inmärkning av PYP med Tc-99m är hämtad från USA (www.fda.gov)