

Handskguide

Vilken handske ska jag välja?

Användningsområde

Standardhandske

- Undersökning och behandling
- Punktdesinfektion och punktstädning
- Texturerade fingertoppar
- Längd 24 cm

Provtagningshandske

- Provtagning
- Undersökning och behandling
- Vid kontaktallergi mot gummikemikalier (acceleratorfri)
- Släta fingertoppar för ökad känslighet
- Längd 24 cm

Standardhandske läkemedel

- Cytostatika och antibiotikahantering
- Undersökning och behandling där längre handske önskas
- Texturerade fingertoppar
- Längd 29 cm

Standardhandske kraftig

- Ambulansverksamhet
- Undersökning och behandling där lång och kraftig handske önskas
- Diskning och rengöring av instrument
- Längd 29 cm

Standardhandske extra kraftig och lång

- Diskning och rengöring av instrument
- Städning under längre tid
- Längd 40 cm

Standardhandske kontaktallergi

- Vid kontaktallergi mot gummikemikalier (acceleratorfri)
- Undersökning och behandling
- Städning och punktdesinfektion
- Längd 24 cm

Handske Observera att färgen på lådan kan variera beroende av handskens storlek!

Nitrylex Classic



Evercare Nitrile Lime



Abena Classic



Evercare Nitrile SAFE X-long



Purple Nitrile MAX



Abena Excellent

