

Digifab (digitalisantikroppar), ANTIDOT, kronisk förgiftning samt intoxikation, Region Jönköpings län

ANTIDOT - OBS! Ges i samråd med Giftinformationscentralen (GIC).

För behandling av bland annat kronisk förgiftning av digoxin och digoxinintoxikation

Komposition

Digifab 40 mg (pulver)	Ordinerad mängd
Sterilt vatten	4 mL per flaska
Natriumklorid 9 mg/mL	100 mL

Beredning

1. Tillsätt 4 mL sterilt vatten till varje Digifab-flaska och blanda noga. Koncentrationen av Digifab blir 10 mg/mL.
2. Dra upp ordinerad mängd Digifab och tillsätt till infusionspåse 100 mL Natriumklorid 9 mg/mL. Blanda.

Dosering

Dosering i samråd med GIC.

Om otillräcklig effekt, kan dosen behöva upprepas.

Ges som intravenös infusion på 30 minuter (cirka 200 mL/h).

Observera

Licensläkemedel

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: Används direkt efter beredning.

Förpackningen ska förvaras i kylskåp i yttreförpackningen (ljuskänsligt).

För lagerhållning, se SVEPA.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT